

## ISYSOFT Reinigungstücher Produktinformation

### Wischtücher für die Reinigung im Labor / Reinraum

#### Anwendungsbereich und Eigenschaften

- **Anwendungsbereich:** Wischtücher für die Reinigung im Labor / Reinraum. Besonders hohe Reinigungsleistung gegenüber CMR<sup>1)</sup>-Arzneimitteln (z.B. Zytostatika) nachgewiesen.
- **Eigenschaften:** Extrem saugfähige, mehrfach gefaltete Wischtücher. Geeignet für die tägliche Unterhaltsreinigung und für die wöchentliche Grundreinigung. Die Tücher können sowohl trocken als auch angefeuchtet bzw. feucht verwendet werden. ISYSOFT-Wischtücher sind fusselarm und besonders ergiebig in der Reinigungswirkung. Einmalgebrauch!

**Empfohlene Anwendung:** Für die Reinigung im Bereich der Zytostatika-Anwendung empfehlen wir aufgrund von Untersuchungen des Instituts für Energie- und Umwelttechnik e.V., IUTA die zweistufige Reinigung: mit a) einem alkalischen Reiniger > pH 11 und b) Isopropanol (IPA) 70 %. Bei einer Untersuchung zum Thema Reinigungstücher durch das IUTA wurde so der Reinigungsgrad von > 99,95 % bei hoch kontaminierten Flächen (mit verschiedenen Zytostatika) erreicht. Tücher mit dem jeweiligen Mittel befeuchten, Sprühnebel vermeiden. Bei hoch kontaminierten Flächen (z.B. nach Unfällen Verschüttungen etc. das 2-stufige Verfahren 3x wiederholen).

- **Entsorgung:** Bei Reinigung kontaminierter Bereiche (CMR-Arzneimittel): Überwachungsbedürftiger Abfall (Abfallschlüssel: 18 01 04 gem. 2000/532/EG), bei starker Kontamination besonders überwachungsbedürftiger Abfall (Abfallschlüssel: 18 01 08<sup>\*2)</sup> gem. 2000/532/EG); getrennt sammeln und entsorgen!

1): Cancerogen Mutagen Reproduktionstoxisch.

2): Mit (\*) versehene Abfallarten im Abfallverzeichnis sind gefährliche Abfälle im Sinne § 41 des KrW-/AbfG.

#### Ausführungen ISYSOFT II (latexfrei)

|                             |                                                                                               |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Größe                       | 380 x 300 mm                                                                                  |
| Artikel-Nr. unsteril        | 121507                                                                                        |
| Artikel-Nr. steril          | 121508                                                                                        |
| Farbe                       | weiß                                                                                          |
| Verpackungseinheit unsteril | 1 VE = 100 Stück (4 x 25 Tücher)                                                              |
| Verpackungseinheit steril   | 1 VE = 100 Stück<br>(50 x 2 Tücher, steril verpackt –<br>optimal für die 2-stufige Reinigung) |



## Materialeingeschaften ISYSOFT II (latexfrei)

|                                                |                                  |
|------------------------------------------------|----------------------------------|
| Material                                       | Viskose/Polyester-Mix, latexfrei |
| Gewicht                                        | 60g/m <sup>2</sup>               |
| Aufnehmbares Flüssigkeitsvolumen <sup>1)</sup> | ≤ 70 ml                          |

1): Internes Testverfahren.

## Sterilisation

Verfahren: Begasung mit Ethylenoxid

## Qualitätsmanagementsystem

Unser **Qualitätsmanagementsystem** ist gem. DIN EN ISO 9001:2015 durch die TÜV Management Service GmbH **geprüft und zertifiziert**. Durch regelmäßige **Audits & Fertigungsstättenbesichtigungen** wird die Qualität unserer Produkte sichergestellt.

## Lager- und Transportbedingungen

- Dunkel (vor direktem UV- und Sonnenlicht schützen)
- Kühl (+5 bis +40 °C)
- Trocken (Relative Luftfeuchtigkeit 30% – 60%)
- Kein Kontakt mit spitzen und / oder scharfen Gegenständen

## Haltbarkeit

- 3 Jahre vom Herstellungszeitpunkt

## Hersteller

**Berner International GmbH**

Werner-von-Siemens-Str. 19

25337 Elmshorn

T +49 4121 4356-0

F +49 4121 4356-20

info@berner-safety.de

[www.berner-safety.de](http://www.berner-safety.de)



**Berner International GmbH**  
Werner-von-Siemens-Str. 19  
25337 Elmshorn

**Kontakt**  
T +49 4121 4356-0  
F +49 4121 4356-20

**Digital**  
info@berner-safety.de  
www.berner-safety.de

**Dokument ID 91532**  
**Erstellt** F. Holznecht **Genehmigt** R. Wörl  
**Gültig ab** 10.01.2025