


# Arbeitsschutz: Im Mittelpunkt steht der Mensch

**Personenschutz an erster Stelle** // Eine optimale Sicherheit der Mitarbeiter zu gewährleisten, ist die wichtigste Aufgabe im Labor, egal ob dies mit persönlicher Schutzausrüstung oder bei der Arbeit mit einer Sicherheitswerkbank wie der Claire pro geschieht.

## **TOUCH DISPLAY**

Intuitive Bedienung  
und benutzerfreundliche  
Menüführung.



### **3 Fakten über** xxxx xx xx xx x

## **34 JAHRE**

Erfahrung in der Entwicklung und  
Produktion von Sicherheitswerkbanken

## **84 %**

Reduzierung der Energiekosten &  
Ausstoß des Treibhausgases CO<sub>2</sub> möglich

## **84 %**

Reduzierung der Energiekosten &  
Ausstoß des Treibhausgases CO<sub>2</sub> möglich

**ERGONOMIE**

Besonders leise, helle Betriebsbedingungen, individuell einstellbare Arbeitsflächenhöhe und optimale Beinfreiheit auch bei 3-Filter-Geräten durch die besonders kompakte Bauform der ersten Hauptfilterstufe

**INNOVATIVE LED-LICHTTECHNIK**

Neben der LED Beleuchtung des Arbeitstraumes visualisieren seitliche Lichtbänder und eine beleuchtete Scheibenkante im Blickfeld des Benutzers den aktuellen Betriebszustand bzw. Alarmer und garantieren höchste Sicherheit.

**GREENTEC**

Innovative Technik & Auto-On-Off Funktion reduziert die Betriebskosten um bis zu 84%.

**PROTECTION SHIELD**

Das mehrfach ausgezeichnete „Shield Design“ zeugt von hoher Designqualität, die in beispielhafter Weise Innovation in Form und Funktion vereint.

**FILTERTECHNOLOGIE**

Neue HEPA-Patronenfilter für noch niedrigeren Schallpegel und Energieverbrauch.

**MOVEMENT-MEASUREMENT-SYSTEM**

Detektionssystem für Personenbewegungen und resultierende Störströmungen im Nahbereich der Arbeitsöffnung erzeugt deutliche Warnhinweise und schärft das Bewusstsein des Laborpersonals.

