

## ZERTIFIKAT CERTIFICATE

Hiermit wird bescheinigt, dass die Firma / *This certifies that the company*

**Berner International GmbH**  
**Werner-von-Siemens-Straße 19**  
**25337 Elmshorn**  
**Deutschland**

berechtigt ist, das unten genannte Produkt mit dem abgebildeten Zeichen zu kennzeichnen  
*is authorized to provide the product mentioned below with the mark as illustrated*

Fertigungsstätte  
*Manufacturing plant*

**Berner International GmbH**  
**Werner-von-Siemens-Straße 19**  
**25337 Elmshorn**  
**Deutschland**

Beschreibung des Produktes  
(Details s. Anlage 1)  
*Description of product*  
(Details see Annex 1)

**Mikrobiologische Sicherheitswerkbank, Klasse 2**  
**Modell BERNER claire® neo B-2-120**  
*Microbiological safety cabinet, class 2*  
*model BERNER claire® neo B-2-120*



Geprüft nach  
*Tested in accordance with*

**DIN EN 12469: 2000-09**

Das Produkt entspricht den Anforderungen des Produktsicherheitsgesetzes ProdSG § 20  
*The product is conform with the requirements of the Product Safety Act - ProdSG § 20*

Registrier-Nr. / *Registered No.* 44 330 13113556  
Prüfbericht Nr. / *Test Report No.* 3535 0000  
Aktenzeichen / *File reference* 8003059139

Gültigkeit / *Validity*  
von / *from* 2025-04-25  
bis / *until* 2030-04-24

  
TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2025-04-25

TÜV NORD CERT GmbH

Am TÜV 1

45307 Essen

[www.tuev-nord-cert.de](http://www.tuev-nord-cert.de)

[prodcert@tuev-nord.de](mailto:prodcert@tuev-nord.de)

Bitte beachten Sie auch die umseitigen Hinweise  
*Please also pay attention to the information stated overleaf*

## ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 1 von 2  
Annex 1, page 1 of 2

zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 330 13113556

Typbezeichnung: BERNER claire® neo B-2-120  
Type designation:

### GMP MODE

|                                                             |                                                                                                                                                                                             |          |
|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Verdrängungsströmungsgeschwindigkeit:<br>Downflow velocity: | gemäß EN 12469:2000<br>as per EN 12469:2000                                                                                                                                                 | 0,40 m/s |
|                                                             | gemäß ISO 14644-3:2020<br>*)immer in Verbindung mit DIN EN<br>12469:2000 Anhang G zu messen.<br>as per 14644-3:2020<br>*) measurement only in combination with<br>DIN EN 12469:2000 Annex G | 0,45 m/s |

|                                                    |                                             |          |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|
| Luft Eintrittsgeschwindigkeit:<br>Inflow velocity: | gemäß EN 12469:2000<br>as per EN 12469:2000 | 0,43 m/s |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------|

Segmentierte Arbeitsplatte (4-teilig, Edelstahl)  
Segmented working plate (4 pieces, Stainless steel)

Segmentierte Arbeitsplatte (4-teilig, Glas)  
Segmented working plate (4 pieces, glass)

Gashahn  
Gas tap

  
TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2025-04-25

# ANLAGE ANNEX

Anlage 1, Seite 2 von 2  
Annex 1, page 2 of 2

**zum Zertifikat Registrier-Nr. / to Certificate Registration No. 44 330 13113556**

**Netzsteckdosen, 2 Stck. (links u. rechts)**

*Electrical power outlet sockets, 2 pcs. (left and right)*

**UV-C Entkeimungssystem**

*UV-C decontamination system*

**USB-Schnittstelle**

*USB-interface*

**Elektrisches Hubuntergestell**

*Electric base stand*

**Optionales und nicht sicherheitsrelevantes Zubehör**

**siehe Technischer Bericht**

*For optional and non-safety-related accessories,  
see technical report*

  
TÜV NORD CERT GmbH  
Zertifizierungsstelle Konsumgüter

Essen, 2025-04-25

TÜV NORD CERT GmbH

Am TÜV 1

45307 Essen

[www.tuev-nord-cert.de](http://www.tuev-nord-cert.de)

[prodcert@tuev-nord.de](mailto:prodcert@tuev-nord.de)